

QCM 1. Concernant la physiopathologie du glaucome chronique, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) correcte(s) ?

- A. L'altération du trabéculum joue un rôle central dans l'augmentation de la résistance à l'écoulement de l'humeur aqueuse.
- B. L'altération du trabéculum peut provenir de contacts répétés entre l'iris et le trabéculum
- C. La lame criblée est une des principales zones anatomiques impliquées dans la neuropathie glaucomateuse.
- D. La neuropathie optique glaucomateuse résulte uniquement de l'élévation de la pression intraoculaire.
- E. L'altération du champ visuel survient en général pour une perte de 10% des axones de cellules ganglionnaires rétinienne.

Réponses : A, B, C.

QCM 2. Concernant le traitement du glaucome primitif à angle ouvert, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) correcte(s) ?

- A. La pression intraoculaire cible est fixée à 14 mmHg à priori
- B. La trabéculoplastie au laser SLT est un traitement possible en première intention
- C. Les analogues des prostaglandines réduisent la production d'humeur aqueuse
- D. Les bêta-bloquants en collyres ont les mêmes contre-indications que les bêta-bloquants donnés par voie générale
- E. On peut ajouter des collyres de la même classe thérapeutique afin d'améliorer leur efficacité

Réponse : B, D.

QCM 3. Concernant l'iridotomie périphérique (IP) au laser, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) correcte(s) ?

- A. L'IP est réalisée devant tout angle iridocornéen étroit
- B. L'IP a pour objectif de lever le blocage pupillaire
- C. L'IP lève les synéchies antérieures périphériques de l'angle iridocornéen
- D. L'IP peut être réalisée dans l'aire d'ouverture de la fente palpébrale
- E. Il est conseillé de réaliser plusieurs IP en cas d'angle fermé sur 360°

Réponse : B, D.

QCM 4. Quels sont les signes en gonioscopie d'un syndrome d'iris plateau ?

- A. Angle étroit ou fermé
- B. Insertion antérieure de l'iris
- C. Aspect de double bosse de l'iris en indentation
- D. Angle peu ré-ouvrable en indentation
- E. Présence d'une ligne de Sampaolesi dans l'angle

Réponse : A, C, D.

QCM 5. Concernant la classification de Shaffer: quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) correcte(s) ?

A- repose sur l'examen gonioscopique

B- permet d'apprécier le degré d'ouverture de l'angle iridocornéen

C- permet d'apprécier la pigmentation de l'angle iridocornéen

D- Au grade 1 de cette classification, l'éperon scléral est visualisé

E- Au grade 3 de cette classification, la fermeture de l'angle est très probable.

Réponse : A, B.